

Pearl®

新型コロナ対策 「手」を触れず、「足」で消毒液を射出。 二次感染予防に。



- 電源不要のため様々な場所やシーンに対応。
- スマートかつコンパクトな三脚タイプ。
- 軽量(約5kg)で「移動」や「運搬」が容易。

手押しポンプ式ボトル対応

## 「ペダル式」消毒液スタンド

【H-830/BST】 ¥19,800(税込) ¥18,000(税抜) JAN:4549312090447

お求めは、お近くのパール楽器取扱い「楽器店」までお問い合わせください。

※品切れ等により納期にお時間をいただく場合がございます。  
ご注文の際は必ず納期をご確認ください。

※「ボトル」は製品に含まれません。

# Pearl® 手押しポンプ式 ボトル対応 「ペダル式」消毒液スタンド


H-830/BST ¥19,800(税込) ¥18,000(税抜) JAN:4549312090447

新型コロナウイルスの二次感染予防のため、長年、ドラムメーカーとして培ったノウハウや製品を活かし、ドラムセットのスタンドを「消毒液」スタンドとしてアレンジ。




※「ボトル」は製品に含まれません。

ポンプに触れることなく、ペダルを踏んで消毒液を射出し、両手で受け止めることが可能。新型コロナウイルスのみならず、ノロウイルス、O-157など、様々なウイルスからの二次感染予防(対策対応)として効果的なスタンドです。三脚タイプで軽量(約5kg)なため、移動や持ち運びが容易に行え、電源も必要としないため、屋内、屋外を問わず様々な業種やシーン(店舗、オフィス、施設、イベントなど)に合わせて設置や使用が可能です。新型コロナウイルスの二次感染予防にお役立てください。



●シンプルで軽量(約5kg)  
軽量で移動や持ち運びが容易。



●三脚タイプでコンパクト  
スタンドは三脚タイプで、使用後は折り畳み可能。




●高さ調整(テーブル、射出量)  
ボトルの大きさや高さ、また射出量に合わせて、テーブルとスライドプレートの高さを調節。



●対面、側面射出に対応  
テーブルとスライドプレートの向きを変えることで、対面、側面射出が可能。  
※幼児や小学生のお子様在使用時は必ず保護者、または管理者の方が操作を行ってください。



●簡単組立て(工具不要)  
工具不要で簡単に組立てや解体が行えます。



●スイーベリングレッグ  
設置に制約がある場所でも、脚部を回転させて、状況に合わせた設置が可能。



●様々なボトル形状に対応  
市販の手押しポンプ式ボトル(液状、ジェル状)に対応(※推奨サイズ500ml)  
※ボトルをテーブルに固定したい場合は、市販の両面テープやベルクロ等をお使いください。



●スライドプレート  
ボトルのノズル位置に合わせて、プレートのスライド調整が可能。

## <掲示例>



●二次感染予防のため、ポンプに触れず「ペダルを踏んで」消毒液を出してください。

**アルコール消毒**  
ご協力をお願い致します。

★市販のクリップ等を利用した「操作案内」の掲見本。

## ■仕様

- 品番:H-830/BST (JAN:4549312090447)
- サイズ(スタンド/H-830):高さ 108cm × 幅 49cm × 奥行 57cm (※脚部開脚時)  
(テーブル/PTT-1809):高さ 3.4cm × 幅 46cm × 奥行 23cm  
(スライドプレート/PR-728):縦 3cm × 横 14cm × 幅 0.5cm
- 重量(本体):約5kg (スタンド約3kg ※スライドプレート含む/ テーブル約2kg)
- 適応ボトルサイズ:市販の手押しポンプ式ボトル/250ml~1,000ml  
ポンプ開栓時高さ:17cm~25cm

※推奨ボトルサイズ/500ml

※ボトルやノズルの形状によっては適応しない場合がございますので予めご了承ください。

お求めは、お近くのパール楽器取扱い「楽器店」までお問い合わせください。